



Be Right™



## Nitrit TNT, 0,002 - 0,500 mg/L NO<sub>2</sub>-N

**Termékszám:**

2608345

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Küvetteszt az összes szükséges reagenssel, mely megbízható mérési eredményeket és egyszerű kezelést biztosít (Ø 16 mm). TNT = Test 'N Tube A nitrit meghatározására diazotálással 50 teszt

A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.

### Műszaki adatok

Különleges jegyzet:

A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.

Leírás:

NitriVer 3 TNT reagenskészlet

Méréstartomány:

0,003 - 0,500 mg/L NO<sub>2</sub>-N

Módszer név:

Diazotálás

Módszer száma:

10019

Műszer:

DR 900

Paraméter:

Nitrit

Platform:

Test 'N Tube

Tesztek száma:

50