



SPADNS fluorid reagens, 0,02-2,00 mg/liter F (500 ml)

Termékszám:

44449

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0.02 - 2.00 mg/L F ⁻
Módszer név:	SPADNS
Módszer száma:	8029
Műszer:	Mind, kivéve a DR/820
Paraméter:	Fluorid
Platform:	Oldat
Térfogat/ csomagméret:	500 ml
Tesztek száma:	125