



Teljes foszfát, TNT, 1,0 - 100 mg/L PO₄

Termékszám:

2767245

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Küvetteszt az összes szükséges reagenssel, mely megbízható mérési eredményeket és egyszerű kezelést biztosít (Ø 16 mm). TNT = Test 'N Tube

A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.
Méréstartomány:	1,0 - 100 mg/L PO ₄
Módszer név:	Molibdo-vanadát savas perszulfátos feltárással
Módszer száma:	10127
Műszer:	DR 900
Paraméter:	Teljes foszfor
Parameter:	Total Phosphorous
Platform:	Test 'N Tube
Roncsolás szükséges:	Igen
Tárolási feltételek:	10 - 25 °C
Tesztek száma:	25 - 50