



Be Right™



Molibdo-vanadát reagens oldat (100 ml MDB)

Termékszám:

2076032

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Molibdo-vanadát reagens a reaktív foszfor meghatározására, 0,3-45,0 mg/liter PO₄

Műszaki adatok

Leírás:	Molibdo-vanadát reagens
Méréstartomány:	0,3 - 45,0 mg/L PO ₄
Módszer név:	Molibdo-vanadát
Módszer száma:	8114
Műszer:	Mind, kivéve: DR/850, DR/820, PC II
Paraméter:	Reaktív foszfor
Platform:	Oldat
Szervizintervallum:	60 hónap
Tárolási feltételek:	10 °C - 25 °C
Térfogat/ csomagméret:	100 mL MDB
Tesztek száma:	50