



Foszfát reagens porpárnák, 0,02-2,50 mg/liter PO₄

Termékszám:

2106069

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



Por reagensz zárt csomagban ortofoszfát meghatározásához 10 ml-es mintákhoz, 100 db/csomag

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Leírás:	PhosVer 3 foszfát porpárnás reagens, 10 ml
Méréstartomány:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Módszer név:	Aszkorbinsav
Módszer száma:	8048
Műszer:	Mind, kivéve: DR/3000, DR/2000, DR/820
Paraméter:	Ortofoszfát
Platform:	Porpárna
Reference method:	SM 4500-P-E
Tárolási feltételek:	10 °C - 25 °C
Térfogat/ csomagméret:	100 /csomag
Tesztek száma:	100