



PhosVer 3 Fوسفát porpárnás reagens 0.02-2.50 mg/l PO₄

Termékszám:

212599

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Porpárnás reagens légmentes csomagolásban, foszfor meghatározásához, reaktív (25 ml minta, 100 db /cs)

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,02 - 2,50 PO ₄
Módszer név:	Aszkorbinsav
Módszer száma:	8048
Műszer:	DR2000, DR3000, DR900
Paraméter:	Fوسفát
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100 cs
Tesztek száma:	100