



Be Right™



Mintacella, 25 mm-es hengeres üveg, 6 db

Termékszám:	2401906
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Koloriméterekhez és spektrofotométerekhez

Műszaki adatok

Anyag:	Üveg
Includes:	6 mintacella kupakkal
Mintatérfogat:	legfeljebb 25 mL
Optikai fényút:	25 mm hengeres
Súly:	0,2 kg
Térfogat/ csomagméret:	6 db 25 ml, kupakkal