



2 pipettaból álló készlet, változtatható térfogatú, hegyekkel

Termékszám:	LZP320
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 1 héten belül	

Gazdaságos csomag két változtatható térfogatú pipettával: BBP078 (0,1 - 1,0 mL) és BBP065 (1,0 - 5,0 mL), hegyekkel

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	BBP078 változtatható térfogatú pipetta, 0,1 - 1,0 mL
	BBP079 pipettahegyek a BBP078-hoz, 100/csomag
	BBP065 változtatható térfogatú pipetta, 1,0 - 5,0 mL
	BBP068 pipettahegyek a BBP065-höz, 75/csomag
Méréstartomány:	0,1 - 1,0 mL/1,0 - 5,0 mL
Térfogat/ csomagméret:	1 darab

A doboz tartalma

BBP078 változtatható térfogatú pipetta, 0,1 - 1,0 mL
BBP079 pipettahegyek a BBP078-hoz, 100/csomag
BBP065 változtatható térfogatú pipetta, 1,0 - 5,0 mL
BBP068 pipettahegyek a BBP065-höz, 75/csomag