



## Stabcal Certified calibration standard 800 mNTU for Filtertrak 660

**Termékszám:**

**2788453**

**Veszélyes**

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



For 1-point calibration and 2-point calibration. 1 L bottle.

---

### Műszaki adatok

Koncentráció:

800 mNTU

Méréstartomány:

N/A

Paraméter:

Turbidity

Tárolási feltételek:

Store between 5 - 25 °C, away from direct sunlight

Térfogat/ csomagméret:

1 L