



Be Right™



Intellical PHC101 laboratóriumi, alacsony karbantartási igényű, géltöltésű pH-elektroda, 1 méteres kábel

Termékszám:	PHC10101
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Az Intellical PHC101 egy digitális kombinációs pH-elektroda beépített hőmérséklet-érzékelővel. A PHC101 elektroda a nem újratölthető, géltöltésű, nyílt referenciakapcsolásnak köszönhetően kevés karbantartást igényel. A pH-elektroda laboratóriumi változata az üvegbúra érzékelőelemig terjedő epoxi műanyag háznak köszönhetően ütésálló. Az elektroda 3 vagy 1 méteres kábellel kapható. A PHC101 elektroda a pH szennyvízben, ivóvízben való mérésére és általános vízminőségi alkalmazásokhoz ideális. A PHC101 elektroda nem alkalmazható szerves oldószerek vagy 2-nél kisebb pH-értékű minták esetén.

Az Intellical PHC101 elektroda a szennyvíz elemzésénél gyors és stabil választ ad
Egyedi szilárdgélsonda és nyílt referenciakapcsolás kifejezetten a szennyvizek pH-méréséhez tervezve.

Az Intellical digitális pH-szonda tökéletes nyomonkövethetőséget biztosít a méréselőzményekben
Tárolja minden mérés idő- és dátumbélyegzőjét, kezelő- és mintaazonosítót, kalibrálási előzményeket, paramétereket és pH-szonda sorozatszámokat

Az Intellical digitális pH-szonda figyelmezteti a felhasználót, amikor újrakalibrálásra van szükség
A mérések legmegbízhatóbb és legpontosabb eredményeihez nem szükségesek becslések.

Az Intellical digitális pH-szonda újrakalibrálás vagy a mérési beállítások ismételt bevitele nélkül helyezhető át más mérőműszerbe
Ideális megoldást nyújt a több HQD sorozatú laboratóriumi és hordozható műszerekkel felszerelt többfelhasználós környezetek számára.

Műszaki adatok

Accuracy:	± 0,02 pH
Csatlakozó:	Nyitott csatlakozó
Elektroda típus:	Nem újratölthető gél referencielem
Felbontás:	0,001/0,01/0,1
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet pontosság:	±0,3 °C
Hőmérséklet tartomány:	0 - 50 °C
Hossz:	175 mm
Kábel hossz:	1 m
Méréstartomány:	pH 2 to 14
Method Type:	Field: Non-Refillable Gel Reference Element
Paraméter:	pH
Product Kit:	Model: PHC101
	Accessories Included: None
Reference Junction:	Open Junction

Reference system:	Ag/AgCl
Sensor Body Material:	Epoxy
Sensor Cable Length (m):	1
Sensor material:	Epoxi
Sodium (Alkalinity) error:	-0,6 pH 12,6 pH-értéknél 1 M NaOH esetén
Speciális tulajdonság:	Kettős csatlakozású referencia
Súly:	0,1 kg
Szenzor típus:	pH Üveg
Szondatípus:	Normál
Termisztor:	ATC
Test Requirements:	Parameter Needed: pH
	Minimum Sample Depth (mm): 20
Type of Measurement:	Field

A doboz tartalma

Intellical PHC101 laboratóriumi pH-szonda tároló szívópalackkal, 1 m-es kábel, kalibrálási tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.