



Intellical PHC101 laboratóriumi, alacsony karbantartási igényű, gélöltésű pH-elektroda, 3 méteres kábel

Termékszám:	PHC10103
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Az Intellical PHC101 egy digitális kombinációs pH-elektroda beépített hőmérséklet-érzékelővel. A PHC101 elektroda a nem újratölthető, gélöltésű, nyílt referenciakapcsolásnak köszönhetően kevés karbantartást igényel. A pH-elektroda laboratóriumi változata az üvegbúra érzékelelemig terjedő epoxi műanyag házának köszönhetően ütésálló. Az elektroda 3 vagy 1 méteres kábelrel kapható. A PHC101 elektroda a pH szennyvízben, ivóvízben való mérésére és általános vízminőségi alkalmazásokhoz ideális. A PHC101 elektroda nem alkalmazható szerves oldószerek vagy 2-nél kisebb pH-értékű minták esetén.

Az Intellical PHC101 elektroda a szennyvíz elemzésénél gyors és stabil választ ad

Egyedi szilárdgélsonda és nyílt referenciakapcsolás kifejezetten a szennyvizek pH-méréséhez tervezve.

Az Intellical digitális pH-szonda tökéletes nyomonkövethetőséget biztosít a méréselőzményekben

Tárolja minden mérés idő- és dátumbélyegzőjét, kezelő- és mintaazonosítót, kalibrálási előzményeket, paramétereket és szonda sorozatszámokat

Az Intellical digitális pH-szonda figyelmezteti a felhasználót, amikor újrakalibrálásra van szükség

A mérések legmegbízhatóbb és legpontosabb eredményeihez nem szükségesek becslések.

Az Intellical digitális pH-szonda újrakalibrálás vagy a mérési beállítások ismételt bevitele nélkül helyezhető át más mérőműszerbe

Ideális megoldást nyújt a több HQD sorozatú laboratóriumi és hordozható műszerekkel felszerelt többfelhasználós környezetek számára.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Intellical PHC101 laboratóriumi pH-szonda tároló szívópalackkal, 3 m-es kábel, ellenőrzési tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.
Accuracy:	± 0,02 pH
Alkalmazás:	Clean & Dirty Samples
Csatlakozó:	Nyitott csatlakozó
Elektroda típus:	Nem újratölthető gél referenciaelem
Felbontás:	0,001/0,01/0,1
Garancia:	6 hónap
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet pontosság:	±0,3 °C
Hőmérséklet tartomány:	0 - 50 °C
Hossz:	175 mm
Kábel hossz:	3 m
Készlet?:	Nem
Méréstartomány:	2–14 pH
Method Type:	Mező: nem újratölthető gél referenciaelem

Paraméter:	pH
Product Kit:	Modell: PHC101
	Mellékelt tartozék: nincs
Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Epoxi
Sodium (Alkalinity) error:	-0,6 pH 12,6 pH-értéknél 1 M NaOH esetén
Speciális tulajdonság:	Kettős csatlakozású referencia
Súly:	0,15 kg
Szenzor típus:	pH Üveg
Szondatípus:	Normál
Termisztor:	ATC
Test requirements:	Szükséges paraméter: pH
	Minimális mintamélység (mm): 20

A doboz tartalma

Intellical PHC101 laboratóriumi pH-szonda tároló szívópalackkal, 3 m-es kábel, ellenőrzési tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.