



Be Right™



Intellical PHC201 laboratóriumi, általános célú, géltöltésű pH-elektroda, 1 méteres kábel

Termékszám:	PHC20101
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Az Intellical PHC201 egy digitális kombinációs pH-elektroda beépített hőmérséklet-érzékelővel. A PHC201 elektroda nem újratölthető, félig folyékony géllal töltött kerámiatűs referenciakapcsolással rendelkezik. Ez a laboratóriumi pH-elektroda az üvegbúra érzékelőelemig terjedő epoxi műanyag házának köszönhetően ütésálló. Az elektroda 3 vagy 1 méteres kábellel kapható. A PHC201 pH-elektroda használata általános vízminőségi alkalmazások esetén javasolt. A PHC201 elektroda nem alkalmazható szerves oldószerek, alacsony ionerősség, szennyvíz, magas szilárdanyag-tartalmú vagy nagyon lúgos minták esetén.

Az Intellical PHC201 elektroda a vízminőségi alkalmazások esetén gyors és stabil választ ad
Alacsony karbantartású gélelektrolit és kerámiatűs kapcsolás a különböző típusú minták pH-méréséhez.

Az Intellical digitális szondák tökéletes nyomonkövethetőséget biztosítanak a méréselőzményekben
Tárolja minden mérés idő- és dátumbélyegzőjét, kezelő- és mintaazonosítót, kalibrálási előzményeket, paramétereket és szonda sorozatszámokat

Az Intellical digitális szondák figyelmeztetik a felhasználót, amikor újralibrálásra van szükség
A mérések legmegbízhatóbb és legpontosabb eredményeihez nem szükségesek becslések.

Az Intellical digitális szondák újralibrálás vagy a mérési beállítások ismételt bevitele nélkül helyezhetők át más mérőműszerbe
Ideális megoldást nyújt a több HQD sorozatú laboratóriumi és hordozható műszerekkel felszerelt többfelhasználós környezetek számára.

Műszaki adatok

Accuracy:	± 0,02 pH
Csatlakozó:	Tű porózus csatlakozó
Elektroda típus:	Nem újratölthető gél referenciaelem, félig folyékony gél
Felbontás:	0,001/0,01/0,1
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet pontosság:	±0,3 °C
Hőmérséklet tartomány:	0 - 80 °C
Hossz:	175 mm
Kábel hossz:	1 m
Méréstartomány:	pH 0 to 14
Method Type:	Laboratory: Non-Refillable Gel Reference Element, semi-liquid gel
Paraméter:	pH
Product Kit:	Model: PHC201
	Accessories Included: None
Reference Junction:	Porous Pin Junction
Reference system:	Ag/AgCl (kettős csatlakozás)

Sensor Body Material:	Epoxy
Sensor Cable Length (m):	1
Sensor material:	Epoxi
Sodium (Alkalinity) error:	<20% 14-es pH esetén, 1 M NaCl
Speciális tulajdonság:	Általános célra Tiszta vízminták
Súly:	0,1 kg
Szenzor típus:	pH Üveg
Szondatípus:	Normál
Termesztor:	ATC
Test Requirements:	Parameter Needed: pH
	Minimum Sample Depth (mm): 15
Type of Measurement:	Laboratory

A doboz tartalma

Intellical PHC201 laboratóriumi pH-szonda tároló szívópalackkal, 1 m-es kábel, kalibrálási tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.