



Be Right™



Sension+ Kombinált pH-gél elektróda (általános felhasználásra)

Termékszám: LZW5010T.97.002
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítási dátum kérése

Alacsony költségű géltöltésű pH-elektroda kerámia membránnal Automatikus hőmérséklet-kompenzálás Polikarbonát ház Tartomány: 0-14 pH, 0-80 °C 1 m kábel Asztali műszerhez

Kis karbantartás igényű pH-elektroda általánosságban vizes közegben való mérésre alkalmas. A tárolási védelem megakadályozza a törést és elkerüli a membrán túlnyomását.

Automatic temperature compensation

Built-in Pt1000 temperature sensor.

Inclusive storage protector.

Műszaki adatok

Accuracy:	pH 0,02 a pH3 műszerrel
Anyag:	Érzékelő ház: Polikarbonát
Csatlakozó:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Hőmérséklet érzékelő:	Pt 1000
Hőmérséklet tartomány:	0 - 80 °C
Hossz:	130 mm
Kábel hossz:	1 m
Méréstartomány:	0 - 14 pH
Méretek (ÁxH):	12 mm x 130 mm
Paraméter:	pH
Szenzor típus:	Üveg
Szonda illesztés:	Kerámia túske
Szondatípus:	Laboratóriumi
Termisztor:	Pt1000
Típus:	Lab
Töltőoldat:	Nem tölthető gél