



Sension+ pH gélelektroda kerámia membránnal (általános célra)

Termékszám: LZW5050T.97.002

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Elérhető

Alacsony költségű gélöltésű pH-elektroda kerámia membránnal Automatikus hőmérséklet-kompenzálás Polikarbonát ház Tartomány: 0-14 pH, 0-80 °C 1 m kábel Hordozható mérőműszerekhez

Kis karbantartás-igényű pH-elektroda általánosságban vizes közegben való mérésre alkalmas. A tárolási védelem megakadályozza a törést és elkerüli a membrán túlnyomását.

Ergonomikus és robusztus

Beépített hőmérséklet-érzékelő

Kis karbantartás igény

Műszaki adatok

Accuracy:	A pH1 műszerrel pH 0,02
Anyag:	Érzékelő ház: Polikarbonát
Csatlakozó:	Sension+ MP5
Garancia:	6 hónap
Hőmérséklet tartomány:	0 - 80 °C
Hossz:	85 mm
Kábel hossz:	1 m
Méréstartomány:	0 - 14 pH
Méretek (ÁxH):	12 mm x 85 mm
Paraméter:	pH
Szenzor típus:	Üveg
Szonda illesztés:	Kerámia tűske
Szondatípus:	Hordozható
Termisztor:	Pt1000
Típus:	Hordozható
Töltőoldat:	Nem tölthető gél