



Sension+ DO6 Alap oldott oxigén terepi készlet

Termékszám:

LPV4552.98.0002

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

Komplett mobil mérőállomás.

Készlet tartalmaz hordozható oldott oxigén mérőt polarográfiás oldott oxigén szondát 5130, hordtáskát és kiegészítőket. Általános vizes alkalmazásokhoz.

Az alap oldott oxigén terepi készlet egy hordozható laborként biztosítja az általános vízminőség mérését a terepen gyorsan és egyszerűen. Úgy tervezték, hogy számos alkalmazáshoz használható, és tartalmazza mindazt, ami a tesztelés megkezdéséhez szükséges.

Egyszerű és gyors mérések.

Ergonómikus kialakítás egy kézzel történő használathoz.

IP67 védelem.

Pontos és költséghatékony rendszer.

Műszaki adatok

Áram és USB működés:	Nem
Asztali:	No
Auto-puffer felismerés:	-
Barometrikus nyomás mérés:	Használati útmutató
Belső eredmény tároló kapacitás:	-
Bemenetek:	MP-5
Elem követelmény:	3 AA
Felbontás:	0.01 mg/L
Felhasználói felület nyelve:	-
Garancia:	36 hónap
GLP jellemzők:	-
Háttérfény:	Tartalmazza
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet kompenzáció:	Oldott oxigén szondába épített hőmérséklet érzékelővel, vagy kézi bevitel.
Hőmérséklet mérés:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)

Hőmérséklet pontosság:	0,2 °C (± 1 számjegy)
Interfész: nyelvek:	Ikon alapú, nyelv nem szükséges
Járnak-e hozzá szondák?:	5130 Electrode
Készlet?:	Igen
Kézikönyv nyelvek:	több, mint 20 nyelven elérhető
Kijelző:	Háttérvilágítású LCD, piktogramokkal
Kijelző típus:	128 x 64 pixel, egyidejű kiolvasások
Kimenet :	-
Környezeti feltétel: hőmérséklet:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Környezeti feltétel: relatív páratartalom:	< 80 % relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Magasság (általános):	-
Measuring range:	-
Megfelelőségi igazolások:	CE.WEEE
Mérés módszer:	Auto stabilisation, continuous
Méretek (MxSZxM):	38 mm x 74 mm x 186 mm
Mintahőmérséklet:	Dissolved Oxygen, Temperature
Működési interfész:	Billentyűzet
mV felbontás:	-
Oldott oxigén felbontás:	0.01 mg/L méréstartománytól függően
Oldott oxigén kalibráció:	1 - 2 pont, telített levegő, 0% DO, készlet tartalmazza a kalibráló kamrát
Oldott oxigén mérés:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
Paraméter:	Dissolved Oxygen, Temperature
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	-
pH Electrode calibration:	-
pH felbontás:	-
pH Measurement Range:	-
Pontosság:	-
Precizitás (RDS):	Oldott oxigén:≤ 0.5 % (± 1 számjegy)
Pressure compensation:	kézi bemenet
Salinity resolution:	-
Sótartalom mérés:	-
Súly:	0,3 kg
Tartó IP besorolás:	IP67
TDS felbontás:	-
TDS mérés:	-
Típus:	DO6
Vezetőképeség felbontás:	-
Vezetőképeség mérés:	-
Vezetőképeség mérés stabil leolvasáson:	-
Vezetőképeség mérés: hőmérséklet korrekció:	-
Vezetőképeség pontosság:	-
Vízállóság:	IP67

Szükséges tartozékok

- Töltőoldat, belső, polarográfiás oldottoxigén-szonda, 30 mL (Item 2759123)
- Töltőoldat, belső, polarográfiás oldottoxigén-szonda, 50 mL (Item 2759126)