



Be Right™



PHC3081-8 Combined pH electrode, Ag/AgCl, Temp.sensor, BNC

Termékszám: E16M305
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

General-purpose pH electrode with Ag/AgCl reference system. Measuring range 0-12 pH, 0-80°C. Liquid junction: porous pin. With temperature sensor. BNC plug.

Műszaki adatok

Anyag:	Glass
Hőmérséklet tartomány:	0 - 80 °C
Hossz:	103 mm
Kábel hossz:	1 m
Méréstartomány:	0 - 12 pH
Méreték (ÁxH):	12 mm x 103 mm
Szenzor típus:	Glass
Szonda illesztés:	Porous pin
Szondatípus:	Laboratory combination pH electrode
Termisztor:	NTC 10 kohm
Töltőoldat:	Refillable: 3 M KCl + sat. Ag/Cl

Szükséges tartozékok

- Töltőoldat, referencia, 3 M KCl és AgCl, 100 mL (Item S21M004)