



Mintacella 2100 hordozható zavarosságmérőhöz, 6db/cs, kupakkal

Termékszám:	2434706
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Replacement sample cells for use with portable turbidimeters. Pack of six round sample cells with caps.

Műszaki adatok

Anyag:	Üveg
Includes:	6 mintacella kupakkal
Lábjegyzet:	For use with Hach 2100 Series Portable Turbidimeters
Mintatérfogat:	10 mL
Súly:	0,1 kg
Térfogat/ csomagméret:	6 /pk