



Be Right™



pH test kit, 5.5 - 8.5 pH, model 17F

Termékszám:

147006

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum kérése



Color Disc Kits - Single Parameter

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Műszaki adatok

Méréstartomány:	NA
Méréstartomány (2):	NA
Módszer név:	Color disc/ Bromthymol blue
Paraméter:	pH, mid range
Platform:	Color Disc
Range:	5.6 - 8.4 pH
Smallest increment:	0.1 pH
Szállítási tömeg:	1
Szünet mód:	NA
Tartó stílus:	B
Tesztek száma:	200
Tesztkészlet model:	17F
Típus:	17F