



pH test kit, 7.4 - 9.6 pH, model 17J

Termékszám:

147009

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Műszaki adatok

Méréstartomány:	7.4 - 9.6 pH
Módszer név:	Color disc/Thymol blue
Paraméter:	pH, mid range
Platform:	Color Disc
Smallest increment:	0.1 pH
Tartó stílus:	B
Teszttek száma:	200
Tesztkészlet model:	17J
Típus:	17J