



Test kit, phosphorus, orthophosphate (reactive) , model PO-19

Termékszám:

224800

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



Method / Chemistry: Color disc / Ascorbic acid. Range (mg/L): 0-1, Smallest Increment- 0.02. Range (mg/L): 0-5, Smallest Increment- 0.1. Range (mg/L): 0-50, Smallest Increment- 1. Approx. Number of Tests: 100. Case Style: 12x7.25x6 inches Blue Polypropylene Carrying Case.

Results in less than 5 minutes for clean water samples

Utilizes simple color disc comparator for accurate measurements

Model PO-19A contains filtration apparatus for turbid samples

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0 - 0.8 mg/L PO ₄
Méréstartomány (2):	0 - 4 mg/L PO ₄
Módszer név:	Color disc/Ascorbic acid
Paraméter:	Phosphorus, Orthophosphate (reactive) - As PO ₄ ³⁻
Parameter:	Phosphorus
Platform:	Color Disc
Smallest increment:	0.02
	0.10
	1
Standard mérési tartomány:	0 - 0.8 mg/L PO ₄ ; 0 - 4 mg/L PO ₄ ; 0 - 40 mg/L PO ₄
Tartó stílus:	R
Tesztek száma:	100
Tesztkészlet model:	PO-19
Típus:	PO-19