



## Test kit, phosphate, total ortho-/meta-, model PO-24

**Termékszám:**

225001

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum kérése



### Color Disc Kits - Single Parameter

Kit provides measurement of ortho- (reactive) and meta- (condensed) phosphate (requires hot acid digestion).

Kit provides rapid measurement of ortho- (reactive) and meta- (condensed) phosphate (requires hot acid digestion).

---

### Műszaki adatok

Méréstartomány:	0 - 40 mg/L PO <sub>4</sub>
Méréstartomány (2):	0 - 4 mg/L PO <sub>4</sub>
Módszer név:	Color disc/Ascorbic acid
Paraméter:	Phosphate, total ortho-/meta- - As PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>
Platform:	Color Disc
Range:	0 - 0.8 mg/L PO <sub>4</sub>
Smallest increment:	0.02
	0.1
	1
Szállítási tömeg:	4.5
Szünet mód:	NA
Tartó stílus:	F
Tesztek száma:	100 Clear
	100 Turbid
Tesztkészlet model:	PO-24
Típus:	PO-24