



Test kit, free chlorine, model CN-70F

Termékszám:

1454201

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Quickly and accurately measure free chlorine levels in the field or in the lab

Műszaki adatok

Lábjegyzet:	*mg/L unless otherwise noted, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm.
Méréstartomány:	Dual Range
Méréstartomány (2):	0 - 3,4 mg/L Cl ₂
Módszer név:	Color disc/DPD
Paraméter:	Chlorine, low range - As free Cl ₂
Parameter:	Chlorine Free
Platform:	Color Disc
Smallest increment:	0.02
	0.1
Tartó stílus:	D
Tesztek száma:	200
Tesztkészlet model:	CN-70F ²