



Be Right™



Test kit, chlorine total, model CN-66T

Termékszám: 223103
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

Color Disc Kits - Single Parameter

Measuring range 0.1-3.4 mg/L Cl₂

Műszaki adatok

Lábjegyzet:	*mg/L unless otherwise noted, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm.
Méréstartomány:	NA
Méréstartomány (2):	NA
Módszer név:	Color disc/DPD
Paraméter:	Chlorine, low range - As total Cl ₂
Platform:	Color Disc
Range:	0 - 3.4 mg/L Cl ₂
Smallest increment:	0.2
Szünet mód:	NA
Tartó stílus:	B
Tesztek száma:	100
Tesztkészlet model:	CN-66T ²
Típus:	CN-66T