



Test kit, sulfite, model SU-DT

Termékszám:

2063300

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható

Veszélyes



Using the Digital Titrator, this kit contains 100 tests with a range of 10-800 mg/L.

Digital Titrator and standardized titration cartridges provide laboratory accuracy for field titrations

Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field

Műszaki adatok

Legkisebb beosztás:	0.4-4.0**
Méréstartomány:	4 - 800 mg/L SO_3^{2-}
Módszer név:	Digital Titrator/Iodometric
Paraméter:	Sulfite - As SO_3^{2-}
Platform:	Digitális titrátor
Tartó stílus:	F
Tesztek száma:	100
Tesztkészlet model:	SU-DT