



Test kit, ozone, model OZ-2

Termékszám:

2064400

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül

Veszélyes



Hach's most economical test kit for ozone measurement utilizes the simple, low-cost color disc method.

Hach's most economical test kit for ozone measurement

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0 - 2.2 mg/L O ₃
Módszer név:	Color disc/DPD
Paraméter:	Ozone - As O ₃
Parameter:	Ozone
Platform:	Color Disc
Smallest increment:	0.05
Standard mérési tartomány:	0 - 2.2 mg/L O ₃
Tartó stílus:	B
Tesztek száma:	100
Tesztkészlet model:	OZ-2
Típus:	OZ-2