



Be Right™



Reagent set PCB in soil pocket colorimeter II analysis system

Termékszám: 2773500

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

Reagent set for use with TPH in Soil Pocket Colorimeter Analysis System. Contains up to 18 tests.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	1, 5, 10, 50 ppm thresholds
Módszer száma:	10050
Műszer:	All except DR/3000, DR/2000, DR/800
Paraméter:	PCB (Polychlorinated Biphenyls)
Tesztek száma:	Up to 18