



Cylinder, Graduated, Double Metric, Low Form, 100 mL

Termékszám:	2928402
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

These graduated cylinders feature two sets of graduations for reading either up or down, and two pouring lips Calibrated "to deliver"

Műszaki adatok

Anyaga:	Polycarbonate
Kapacitás:	100 mL
Magasság:	150 mm
Mérés módszer:	To Deliver
Tanúsítványok:	Class A
Térfogat/ csomagméret:	1 each
Típus:	Dupla metrikus