



Bottle, BOD, 300 mL, 6/pk

Termékszám:

62106

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül

Set of 6 glass BOD bottles, 300 mL, with stoppers. For use with LBOD sensor to determine the Biological Oxygen Demand. Borosilicate clear glass bottle with flared lip and ground-glass stopper to prevent air entrapment and for water seal. Frosted marking area. Stoppers included.

Műszaki adatok

Anyag:	Borosilicate Glass
Body Material:	Glass
Kapacitás:	300 mL
Módszer száma:	8043
Package size UOM:	6pk
Térfogat/ csomagméret:	6 /pk