



Bottle, BOD, 300 mL, 24/pk

Termékszám:	62124
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

The standard for BOD analysis. Borosilicate clear glass bottles with flared lip and ground-glass stoppers to prevent air entrapment and for water seal. Frosted marking area. Stoppers included. Pack of 24.

Műszaki adatok

Anyag:	Borosilicate Glass
Body Material:	Glass
Kapacitás:	300 mL
Package size UOM:	24pk
Térfogat/ csomagméret:	24 /pk