



Cellaszerelvények, átáramoltató

Termékszám: 4521500

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

Kolorimetriai mérések Hach spektrofotométerekkel és zavarosságmérőkkel külön mintacellák nélkül. Nincs esély a karcos vagy szennyezett mintacellák okozta hibákra. Nincs szükség a mintacellák optikai egyeztetésére.

Műszaki adatok

Includes:	Csővezés, tölcsérek, átöntő cella szerelvénye
Rinsing volume:	Legalább 20 mL