



Be Right™



Forgótárcsás tartó, 7 x 1 cm

Termékszám: LZV902.99.00002

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítás 1 héten belül

A forgótárcsás mintatöltő akár hét egymás után mérést is lehetővé tesz mini sorozatok vagy enzimatikus módszerek során.

Vakminták és elemzési minták kezelése több cellához.

A forgótárcsa programvarázslójával vak és elemzési minták különböző sorrendje adható meg.

Automatikus eredményszámítás időalapú abszorpcióleolvasáshoz egyedi mintában.

A szabadprogramozás mód segítségével a koncentráció idő alapján kiváltott abszorpcióleolvasással számítható ki.