



POCKET Colorimeter II Vizsgálókészlet bróm elemzéséhez

Termékszám:

5870001

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



Kis méret, nagy teljesítmény a vízelemzésben

A bróm meghatározására programozott hordozható koloriméter, 0,05-4,5 / 0,2-10,0 mg/liter Br₂, DPD módszer Hordtáskában, reagensekkel, küvetákkal és kezelési utasítással

Egyszerű: az összes funkció mindössze négy gombbal elérhető.

Áramellátás: elemes működtetés esetén legfeljebb 2000 vizsgálatra

A háttérvilágításnak és a nagyméretű számoknak köszönhetően a kijelzett értékek nehéz körülmények között is jól láthatók.

Megbízható eredmények hálózati áramellátás nélkül

Masszív, ugyanakkor könnyű kialakítás

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Pocket Colorimeter II elemző rendszer brómra, alacsony tartomány 0,05 - 4,50 mg/liter Br ₂ , magas tartomány 0,2 - 10,0 mg/liter Br ₂ , reagenskészlettel (100 vizsgálatra) Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.
Borítás besorolás:	IP67 (elemtartó nélkül)
Detektor:	Silicon detector
Hullámhossz:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Hullámhossz pontosság:	Rögzített hullámhossz ± 2 nm a típus szerint változik
Kijelző:	LCD, háttérvilágítás
Lábjegyzet:	*mg/liter, hacsak másképpen nem jelezzük, ppb = µg/liter, ppm = mg/liter; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17,1 mg/liter vagy 17,1 ppm. 1EPA - szennyvízhez elfogadott Kérdezze meg a szabályozó ügynökséget.
Lamp Type:	Fénykibocsátó dióda (LED)
Megfelelőségi igazolások:	CE
Méréstartomány:	0.05 - 4.50 mg/L Br ₂
Méréstartomány (2):	0,2 - 10,0 Br ₂
Méretek (MxSZxM):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Módszer név:	Koloriméter/DPD

Módszer száma:	8016
Műszer:	A PC II is a készlet része.
Paraméter:	Bróm
Smallest increment:	0.01
	0.1
Súly:	0,23 kg
Tesztek száma:	50 - 100

A doboz tartalma

Pocket Colorimeter II elemző rendszer brómra, alacsony tartomány 0,05 - 4,50 mg/liter Br₂, magas tartomány 0,2 - 10,0 mg/liter Br₂, reagenskészlettel (100 vizsgálathoz) Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.