



Be Right™



## POCKET Colorimeter II Koloriméteres vizsgálókészlet klór-dioxid elemzéséhez

Termékszám: 5870051

Veszélyes

**ELAVULT CIKK**  
Ez a termék már nem elérhető.



### Kis méret, nagy teljesítmény a vízelemzésben

A klór-dioxid meghatározására programozott hordozható koloriméter, DPD/glicin módszer Hordtáskában, reagensekkel, küvettákkal és kezelési utasítással

**Egyszerű: az összes funkció mindössze négy gombbal elérhető.**

**Áramellátás: elemes működtetés esetén legfeljebb 2000 vizsgálatra**

**A háttérvilágításnak és a nagyméretű számoknak köszönhetően a kijelzett értékek nehéz körülmények között is jól láthatók.**

**Megbízható eredmények hálózati áramellátás nélkül**

**Masszív, ugyanakkor könnyű kialakítás**

---

### Műszaki adatok

Borítás besorolás:	IP67 (elemtartó nélkül)
Compliance certifications:	CE
Detektor:	Silicon detector
Garancia:	2 év
Hullámhossz:	Fixed wavelength $\pm 2$ nm varies with model
Hullámhossz pontosság:	Rögzített hullámhossz $\pm 2$ nm a típus szerint változik
Kijelző:	LCD, háttérvilágítás
Lamp Type:	Fénykibocsátó dióda (LED)
Méréstartomány:	0.05 - 5.00 mg/L ClO <sub>2</sub>
Méret (MxSZxM):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Módszer név:	DPD/Glicin
Módszer száma:	10126
Műszer:	A PC II is a készlet része.
Paraméter:	Klór-dioxid
Platform:	Porpárna
Smallest increment:	0.01
Súly:	0,23 kg

Tartó stílus: D  
Tesztek száma: 100

---

## **A doboz tartalma**

Pocket Colorimeter II elemzőrendszer klór-dioxidhoz, 0,05 - 5,00 mg/liter, reagenskészlettel (100 vizsgálathoz) Ivóvízre az USEPA jóváhagyásával Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.