



POCKET Colorimeter II Pocket Colorimeter II - Réz

Termékszám:

5870019

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



Kis méret, nagy teljesítmény a vízelemzésben

Hordozható koloriméter a réz meghatározására programozva, 0,04-5,0 mg/liter Cu, bicinkoninát módszer Hordtáskában, reagensekkel, küvetákkal és kezelési utasítással

Egyszerű: az összes funkció mindössze négy gombbal elérhető.

Áramellátás: elemes működtetés esetén legfeljebb 2000 vizsgálatra

A háttérvilágításnak és a nagyméretű számoknak köszönhetően a kijelzett értékek nehéz körülmények között is jól láthatók.

Megbízható eredmények hálózati áramellátás nélkül

Masszív, ugyanakkor könnyű kialakítás

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Pocket Colorimeter II elemző rendszer rézhez Mérési tartomány: 0,04-5,00 mg/liter A készlet tartalma a Pocket Colorimeter II és a reagenskészlet (100 vizsgálatra). Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.
Borítás besorolás:	IP67 (elemtartó nélkül)
Detektor:	Silicon detector
Garancia:	24 hónap
Hullámhossz:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Hullámhossz pontosság:	Rögzített hullámhossz ± 2 nm a típus szerint változik
Kijelző:	LCD, backlit
Lábjegyzet:	*mg/liter, hacsak másképpen nem jelezzük, ppb = μ g/liter, ppm = mg/liter; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17,1 mg/liter vagy 17,1 ppm.
Megfelelőségi igazolások:	CE
Méréstartomány:	0.04 - 5.00 mg/L Cu
Méretek (MxSZxM):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Módszer név:	Koloriméter/ Bicinkoninát
Módszer száma:	8506

Műszer:	A PC II is a készlet része.
Paraméter:	Réz - szabad Cu formájában
Smallest increment:	0.01
Súly:	0,23 kg
Tartó stílus:	D
Tesztek száma:	100

A doboz tartalma

Pocket Colorimeter II elemző rendszer rézhez Mérési tartomány: 0,04-5,00 mg/liter A készlet tartalma a Pocket Colorimeter II és a reagenskészlet (100 vizsgálathoz). Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.