



Be Right™



POCKET Colorimeter II Pocket Colorimeter™ II - Oldott oxigén rendszer

Termékszám: 5870003

Veszélyes

ELAVULT CIKK
Ez a termék már nem elérhető.



Portable Colorimeter programmed for the determination of Dissolved Oxygen, HRDO method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Műszaki adatok

Borítás besorolás:	IP67
Compliance certifications:	CE
Detektor:	Szilíciumdetektor
Garancia:	2 év
Hullámhossz:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Hullámhossz pontosság:	Rögzített hullámhossz ± 2 nm a típus szerint változik
Kézikönyv nyelvek:	...
Kijelző:	LCD, háttérvilágítás
Lamp Type:	Fénykibocsátó dióda (LED)
Méréstartomány:	0.2 - 10.0 mg/L O ₂
Méret (MxSZxM):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Módszer név:	Koloriméter/ AccuVac®
Műszer:	A PC II is a készlet része.
Paraméter:	Oldott oxigén (DO)
Smallest increment:	0.1
Súly:	0,23 kg
Tesztek száma:	25

A doboz tartalma

Pocket Colorimeter II elemzőrendszer oldott oxigénhez, 0,2 - 10,0 mg/liter, reagenskészlettel (25 vizsgálathoz) Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.