



POCKET Colorimeter II Teszt készlet nitrát elemzéséhez

Termékszám:

5870002

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



Kis méret, nagy teljesítmény a vízelemzésben

Hordozható koloriméter az ammónia meghatározására programozva, 0,4-30 mg/liter NO₃-N, szalicilátos módszer Hordtáskában, reagensekkel, küvetákkal és kezelési utasítással

Egyszerű: az összes funkció mindössze négy gombbal elérhető.

Áramellátás: elemes működtetés esetén legfeljebb 2000 vizsgálatra

A háttérvilágításnak és a nagyméretű számoknak köszönhetően a kijelzett értékek nehéz körülmények között is jól láthatók.

Megbízható eredmények hálózati áramellátás nélkül

Masszív, ugyanakkor könnyű kialakítás

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Pocket Colorimeter II elemzőrendszer nitrátra 0,4 - 30,0 mg/liter, reagenskészlettel (100 vizsgálatra) Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.
Borítás besorolás:	IP67 (elemtartó nélkül)
Detektor:	Silicon detector
Hullámhossz:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Hullámhossz pontosság:	Rögzített hullámhossz ± 2 nm a típus szerint változik
Kijelző:	LCD, háttérvilágítás
Lamp Type:	Fénykibocsátó dióda (LED)
Megfelelőségi igazolások:	CE
Méréstartomány:	0.4 - 30.0 mg/L NO ₃ -N
Méretek (MxSZxM):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Mintacella fényút:	1 hüvelykes hengeres (25,4 mm) és 10 mm-es négyzetes, adapterrel
Módszer név:	Koloriméter/ Kadmium redukció
Módszer száma:	8039

Műszer:	A PC II is a készlet része.
Paraméter:	Nitrát-Nitrogén
Smallest increment:	0.1
Súly:	0,23 kg
Tartó stílus:	D
Tesztek száma:	100

A doboz tartalma

Pocket Colorimeter II elemzőrendszer nitrátra 0,4 - 30,0 mg/liter, reagenskészlettel (100 vizsgálathoz) Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.