



POCKET Colorimeter II Koloriméteres teszt készlet ózon elemzéséhez

Termékszám:

5870004

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



Kis méret, nagy teljesítmény a vízelemzésben

Az ózon meghatározására programozott hordozható koloriméter, Indigó-triszulfonát módszer Hordtáskában, reagensekkel, küvettákkal és kezelési utasítással

Egyszerű: az összes funkció mindössze négy gombbal elérhető.

Áramellátás: elemes működtetés esetén legfeljebb 2000 vizsgálatra

A háttérvilágításnak és a nagyméretű számoknak köszönhetően a kijelzett értékek nehéz körülmények között is jól láthatók.

Megbízható eredmények hálózati áramellátás nélkül

Masszív, ugyanakkor könnyű kialakítás

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Pocket Colorimeter II elemzőrendszer ózonra, 0,01 - 0,25 mg/liter és 0,01 - 0,75 mg/liter, reagenskészlettel (50 vizsgálatra) Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.
Borítás besorolás:	IP67 (elemtartó nélkül)
Detektor:	Silicon detector
Hullámhossz:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Hullámhossz pontosság:	Rögzített hullámhossz ± 2 nm a típus szerint változik
Kijelző:	LCD, backlit
Megfelelőségi igazolások:	CE
Méréstartomány:	0.01 - 0.25 mg/L O ₃
Méréstartomány (2):	0,01 - 0,75 mg/L O ₃
Méretek (MxSZxM):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Módszer név:	Koloriméter/ Indigó-triszulfonát
Módszer száma:	8311
Paraméter:	Ózon

Smallest increment:	0.01
Súly:	0,23 kg
Tesztek száma:	25

A doboz tartalma

Pocket Colorimeter II elemzőrendszer ózonra, 0,01 - 0,25 mg/liter és 0,01 - 0,75 mg/liter, reagenskészlettel (50 vizsgálathoz) Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.