



POCKET Colorimeter II Pocket Colorimeter™ - Cink

Termékszám:

5870009

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



Portable Colorimeter programmed for the determination of Zinc, Zincon method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Egy paraméteres, bárhol használható fotométer

Kis súlyú elemes működtetésű, hosszabb ideig tartó helyszíni alkalmazásokhoz, vagy gyors helyszíni technológiai monitorozásra alkalmas. A mérések több fontos paraméterre két mérési tartományban végezhetők el.

Ivóvízhez és szennyvízhez az USEPA jóváhagyásával

A Pocket Colorimeter II egyszerűen használható, a laborműszerekhez hasonló pontosságú, megbízható eredményeket biztosít.

Gyárilag programozva

Minden Pocket Colorimeter II műszert több mint 35 paraméter egyikére előre beprogramozták. Ezek közül több EPA-jóváhagyású módszereken alapul. Nincs szükség kézi kalibrálásra. Egyszerűen csak nullázza a műszert vakpróbával, tegye be a reagált mintát és olvassa le az eredményt.

Vízhatlan, kis súlyú, masszív

A Pocket Colorimeter II műszer elfér egy zsebben. Súlya mindössze 0,23 kg. A több éves, zavartalan működést elősegíti a masszív, ütésálló ház, mely megvédi az elektronikát és az optikát. IP67 besorolás: a Pocket Colorimeter II 30 percig 1 méter mélyen vízbe merítve is pontosan működik. A műszert úgy tervezték, hogy lebegjen a víz felszínén.

Háttérvilágítású kijelző, adatgyűjtés, tárolt adatok visszahívása

A háttérvilágításnak és a nagyméretű számoknak köszönhetően a kijelzett értékek nehéz körülmények között is jól láthatók. A mérés időpontjával együtt rögzíti a tíz legutóbbi adatpontot. Nincs szükség kézi adatrögzítésre.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:

Pocket Colorimeter II elemzőrendszer cinkhez; Tartomány: 0,02 - 3,00 mg/liter Reagenskészlettel (100 vizsgálathoz) Ha feltárást alkalmaznak, szennyvízre USEPA jóváhagyással. Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.

Borítás besorolás:

IP67

Detektor:

Szilíciumdetektor

Hullámhossz:

Fixed wavelength ± 2 nm varies with model

Hullámhossz pontosság:

Rögzített hullámhossz ± 2 nm a típus szerint változik

Kijelző:

LCD, háttérvilágítás

Lamp Type:

Fénykibocsátó dióda (LED)

Megfelelőségi igazolások:

Európai CE-jelzés

Méréstartomány:	0.02 - 3.00 mg/L Zn
Méreték (MxSZxM):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Módszer név:	Koloriméter/Cinkon
Műszer:	A PC II is a készlet része.
Paraméter:	Cink
Smallest increment:	0.01
Súly:	0,23 kg
Tartó stílus:	R
Tesztek száma:	100

A doboz tartalma

Pocket Colorimeter II elemzőrendszer cinkhez; Tartomány: 0,02 - 3,00 mg/liter Reagenskészlettel (100 vizsgálathoz) Ha feltárást alkalmaznak, szennyvízre USEPA jóváhagyással. Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.