



Intellical ISENa381 nátrium (Na^+) ionszelektív elektróda (ISE), 1 m-es kábel

Termékszám:	ISENA38101
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Az Intellical ISENa381 egy digitális, kombinációs nátriumion-szelektív elektróda (ISE) újratölthető, dupla kapcsolású referenciával és beépített hőmérséklet-érzékelővel. Az elektróda a vízminták nátrium-koncentrációjának mérésére szolgál. A szonda csomagolása egy 59 mL-es palackot is tartalmaz 0,02 M NH_4Cl elektródátöltő oldattal. Az ISE laboratóriumi változata a zeonor műanyag házának köszönhetően ütésálló. Az Intellical ISENa381 szonda 1 vagy 3 méteres kábellel kapható, és laboratóriumi használatra készült. Az ISENa381 elektróda a nátrium koncentrációjának szennyvízben, ivóvízben való mérésére és általános vízminőségi feladatokra ideális.

Gyors, stabil és pontos választ biztosít

Újratölthető, beépített, egyedi hőmérsékletérzékelővel könnyű fenntartani a kivitelt. Amikor a mérés stabil, az Intellical digitális szondák lezárják az eredményt, és eltávolítják a becslést, amelynek értéke gyorsan változik.

Tökéletes nyomon követhetőség a méréselőzményekben

Tárolja minden mérés idő- és dátumbélyegzőjét, kezelő- és mintaazonosítót, kalibrálási előzményeket, paramétereket és szonda sorozatszámokat.

Figyelmezteti a felhasználót, ha újra kell kalibrálni

A mérések legmegbízhatóbb és legpontosabb eredményeihez nem szükségesek becslések.

Újrakalibrálás vagy a mérési beállítások ismételt bevitele nélkül áthelyezhetők más mérőműszerbe

Ideális megoldást nyújt a több HQD sorozatú laboratóriumi és hordozható műszerekkel felszerelt többfelhasználós környezetek számára.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Intellical ISENa381 kombinációs nátrium ISE tároló szívópalackkal, 1 m-es kábel, 60 mL-es palack elektrolitöltő oldattal (0,02M NH_4Cl), ellenőrzési tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.
Accuracy:	$\pm 0,02$ mV vagy 0,05%, amelyik nagyobb
Csatlakozó:	Dupla tű porózus csatlakozó
Elektróda típus:	Újratölthető referenciaelem
Felbontás:	A számokat legfeljebb 4 tizedesjegyre jelzi ki
Garancia:	12 hónap
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet pontosság:	$\pm 0,3$ °C
Hőmérséklet tartomány:	0 - 50 °C
Hossz:	175 mm
ISA szükséges:	Nátrium/Kálium ISA (termékszám: 4451569)
Kábel hossz:	1 m
Készlet?:	Nem
Measuring range:	mg/liter Na^+

Méréstartomány:	0,023 mg/L (1 x 10 ⁻⁶ M) - 23 g/L (1 M) Na ⁺
Method Type:	Laboratórium: újratölthető referenciaelem
Mintatérfogat:	25 mL
Paraméter:	Nátrium
Product Kit:	Modell: ISENA381
	Mellékelt tartozék: nincs
Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Zeonor
Súly:	0,1 kg
Szenzor típus:	pH Üveg
Szondatípus:	Normál
Termisztor:	ATC
Test requirements:	Szükséges paraméter: nátrium
	Minimális mintamélység (mm): 26
Töltőoldat:	0,02 M NH ₄ Cl (termékszám: 2965126)

A doboz tartalma

Intellical ISENa381 kombinációs nátrium ISE tároló szívópalackkal, 1 m-es kábel, 60 mL-es palack elektrolittöltő oldattal (0,02M NH4Cl), ellenőrzési tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.

Szükséges tartozékok

- Töltőoldat, ISENa381, 0,02 M NH₄Cl, 59 mL (Item 2965126)
- Sodium/Potassium Ionic Strength Adjustor (ISA) Powder Pillows, pk/100 (Item 4451569)