



Sension+ Kombinált pH-folyadékelektroda ezüstion gáttal

Termékszám:	LZW5014T.97.002
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

pH-folyadékelektroda (újra tölthető), két kerámia membránnal és ezüstion gáttal Automatikus hőmérséklet-kompenzálás Üveg ház Tartomány: 0-14 pH, -10 és 100 °C között 1 m kábel Asztali műszerhez

Ez a pH-elektroda általában vizes közegekhez és olyan mintákhoz használható, amelyek kénvegyületeket, redukáló cukrokat vagy egyéb, ezüstionokkal reagáló anyagokat tartalmaznak.

A hüvelyes patronnak és az Ag^+ ion gátnak köszönhetően a referenciaelektroda stabil.

For samples containing sulphurs, reducing sugars or other substances which react with silver ions.

Ag^+ ion barrier reference design.

High stability and long lifetime

Encapsulated reference system.

Műszaki adatok

Accuracy:	pH 0,002 az MM374 műszerrel
Anyag:	Érzékelő ház: üveg
Csatlakozó:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Garancia:	6 hónap
Hőmérséklet érzékelő:	Pt 1000
Hőmérséklet tartomány:	-10 - 100 °C
Hossz:	130 mm
Kábel hossz:	1 m
Méréstartomány:	0 - 14 pH
Méretek (ÁxH):	12 mm x 130 mm
Paraméter:	pH
Speciális tulajdonság:	TRIS-kompatibilis
Szenzor típus:	Üveg
Szonda illesztés:	2 x kerámia túske
Szondatípus:	Laboratóriumi
Termisztor:	Pt1000

