



Sension+ ORP/Redox folyadékelektroda, újra tölthető

Termékszám: LZW5057.97.0002

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható

ORP/Redox elektróda folyékony elektrolittal és platina vezetékkel Üveg ház Tartomány ± 2000 mV, 0-80 °C Asztali műszerhez

Műszaki adatok

Accuracy:	A pH31 műszerrel 0,2 mV
Anyag:	Érzékelő ház: üveg
Csatlakozó:	BNC Connector
Garancia:	12 hónap
Hőmérséklet tartomány:	0 - 80 °C
Hossz:	130 mm
Kábel hossz:	1 m
Méréstartomány:	± 2000 mV
Méretek (ÁxH):	12 mm x 130 mm
Paraméter:	ORP
Szenzor típus:	Platina
Szonda illesztés:	Kerámia tűske
Szondatípus:	Laboratóriumi
Termisztor:	-
Típus:	Lab
Töltőoldat:	LZW9500.99