



Sension+ Kombiált pH-elektroda (nehezen kezelhető minták)

Termékszám:	LZW5052T.97.002
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Géltöltésű pH-elektroda porózus gyűrű alakú PTFE-membránnal Automatikus hőmérséklet-kompenzálás Üveg ház Tartomány: 0-14 pH, 0 és 100 °C között 1 m-es kábel. Hordozható mérőműszerekhez

A elektroda nehezen mérhető közegek, pl. kis ionerősségű minták, krémek vagy viszkózus anyagok mérésére alkalmas. Mérés nagy hőmérsékleten, legfeljebb 100 °C-ig A véletlen törés megelőzésére védővel szállítjuk.

Ergonómikus és robusztus

Built-in Pt1000 temperature sensor.

Beépített hőmérséklet-érzékelő

Kis karbantartás igény

Műszaki adatok

Accuracy:	A pH1 műszerrel pH 0,02
Anyag:	Érzékelő ház: üveg
Csatlakozó:	Sension+ MP5
Garancia:	6 hónap
Hőmérséklet tartomány:	0 - 100 °C
Hossz:	85 mm (fogantyú nélkül)
Kábel hossz:	1 m
Méréstartomány:	0 - 14 pH
Méretek (ÁxH):	12 mm x 85 mm (fogantyú nélkül)
Paraméter:	pH
Speciális tulajdonság:	Védővel Kis ionerősségű mintákhoz és/vagy nagy hőmérsékletre
Szenzor típus:	Üveg
Szonda illesztés:	Porózus gyűrű alakú PTFE
Szondatípus:	Hordozható
Termisztor:	Pt1000
Típus:	Hordozható
Töltőoldat:	Nem tölthető gél