



Sension+ ISE-elektroda, nátrium (Na⁺), rögzített 1 méteres kábel, BNC

Termékszám: LZW9650.97.0002

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható

Ionszelektív indikátorelektroda nátrium méréséhez Tartomány: 0,05-23 000 mg/liter Na⁺, 0-60 °C 1 méter kábelrel és BNC-csatlakozóval

Műszaki adatok

Accuracy:	±0,02 mV vagy 0,05%, amelyik nagyobb (alkalmazástól függően)
Anyag:	Érzékelő ház: üveg
Csatlakozó:	BNC Connector
Garancia:	6 hónap
Hőmérséklet tartomány:	0 - 60 °C
Hossz:	120 mm
ISA szükséges:	4451569
Kábel hossz:	1 m
Méréstartomány:	0.05 - 23000 mg/L 0,05-23 000 mg/L Na
Méretek (ÁxH):	12 mm x 120 mm
Paraméter:	Sodium
Speciális tulajdonság:	Csak indikátor; referenciaelektrodát igényel.
Szenzor típus:	Nátriumszelektív üvegmembrán
Szonda illesztés:	-
Szondatípus:	Kombinált laboratóriumi félcellás ISE
Termisztor:	-
Típus:	Lab ISE, referencia elektroda szükséges
Töltőoldat:	-

Szükséges tartozékok

- Sension+ Electrolyte Solution 0.1M for ISE Electrodes, 125 mL (Item LZW9901.99)