



Be Right™



## EVITA OXY 1100 Olott oxigén szenzor 50 µm membránnal (10 db)

**Termékszám:** 085G0027  
**HUF Ár (nettó):** Elérhetőségünk  
**Elérhető**

Javasolt mérési tartomány 0.1-10mg/L DO.

---

### Műszaki adatok

**Ártalmatlanítás:** OXY 1100 szenzort hétköznapi ipari hulladékként kell kezelni  
**Különleges jegyzet:** Ez az érzékelő az EVITA OXY 4100 és EVITA OXY 4150 távadó része.  
**Membrán vastagság:** 50 µm  
**Méréstartomány:** 0,1 - 10 ppm Ajánlott  
**Válaszidő :** 22 s