



Nitrát standard, 100 mg/L NO₃ (22,6 mg/L NO₃-N), 500 mL

Termékszám:	LCW826
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Standard oldat online nitrátmeghatározáshoz

Műszaki adatok

Koncentráció:	100 mg/L NO ₃ (22,6 mg/L NO ₃ -N)
Műszer:	Nitratax
Paraméter:	Nitrát
Platform:	Oldat
Térfogat/ csomagméret:	500 mL