



Be Right™



## Ferrous vas reagens porpárnák, 0,02-3,00 mg/liter Fe(II)

**Termékszám:**

103769

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Porreagens zárt csomagban a vas kétértékű ( $\text{Fe}^{2+}$ ) formában való meghatározására. 100 db/csomag

### Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,02 - 3,00 mg/L $\text{Fe}^{2+}$
Módszer név:	1,10-fenantrolin
Módszer száma:	8146
Műszer:	Mind, kivéve PC II
Paraméter:	Vas, ferrous
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100 cs
Tesztek száma:	100