



Be Right™



FerroZine Vas reagens oldatpárnák, 0,009-1,400 mg/liter Fe

Termékszám:

230166

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Nyomnyi mennyiségű, oldható háromértékű (Fe^{3+}) és kétértékű (Fe^{2+}) vas meghatározására

A FerroZine vas reagens meghatározza az oldható háromértékű (Fe^{3+}) és kétértékű (Fe^{2+}) vasat. Az erősen kelátos vaskomplexekhez (például az EDTA-komplexek) és az összes vashoz feltárásra lehet szükség. Nyomnyi mennyiségű vas elemzésére. 50 db/csomag

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,009 - 1,400 mg/L Fe
Módszer név:	FerroZine
Módszer száma:	8147
Műszer:	Mind, kivéve: DR/850, DR/820, PC II
Paraméter:	Vas
Térfogat/ csomagméret:	50 cs
Tesztek száma:	50