



Be Right™



FerroVer Vas reagens, Accuvac, 0,02-3,00 mg/liter Fe

Termékszám:

2507025

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



Az Accuvac ampullák egyetlen teszthez elegendő, pontos mennyiségű reagenst tartalmaznak, és mérőküvettaként használhatók. A teljes oldott vas, valamint a vaskomplex vegyületek meghatározására az 1,10-fenantrolin módszer szerint.

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Módszer név:	FerroVer
Módszer száma:	8008
Paraméter:	Vas
Platform:	Accuvac
Térfogat/ csomagméret:	/csomag
Tesztek száma:	25