



Vas reagens, ACCUVAC, 0,012-1,800 mg/liter Fe

Termékszám:

2510025

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



Javasolt cserék:

- 2608799

Az ACCUVAC ampullák egyetlen teszthez elegendő, pontos mennyiségű reagenst tartalmaznak, és mérőküvettaként használhatók. Kis koncentrációjú vas TPTZ módszer szerinti meghatározására.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,012 - 1,800 mg/L Fe
Módszer név:	TPTZ
Módszer száma:	8112
Műszer:	Mind, kivéve a DR/820
Paraméter:	Vas
Platform:	Accuvac
Térfogat/ csomagméret:	25 /pk
Tesztek száma:	25