



Be Right™



ACCUVAC Ferrous vas reagens, 0,02-3,00 mg/liter Fe(II)

Termékszám: 2514025

Veszélyes

ELAVULT CIKK
Ez a termék már nem elérhető.



Javasolt cserék:

- 103769

Az ACCUVAC ampullák egyetlen teszthez elegendő, pontos mennyiségű reagenst tartalmaznak, és mérőküvettként használhatók. A vas kétértékű (Fe^{2+}) formában fenantrolin módszerrel való meghatározására.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,02 - 3,00 mg/L Fe^{2+}
Módszer név:	1,10-fenantrolin
Módszer száma:	8146
Műszer:	Mind, kivéve PC II
Paraméter:	Vas
Platform:	Accuvac
Térfogat/ csomagméret:	25 /pk
Tesztek száma:	25